

SPE w analizach żywności

KOLUMNENKI POWINOWACTWA IMMUNOLOGICZNEGO: SELEKTYWNA EKSTRAKCYJA I WZBOGACANIE MYKOTOKSYN

Kolumnenki oczyszczające do mykotoksyn (objętych regulacjami prawnymi), oparte są na specyficznym mechanizmie wiązania przeciwciał z analitami. Specyficzne przeciwciała monoklonalne połączone z wysoce przepuszczalnymi cząsteczkami żelu wychwytyją mykotoksyny, które mają być analizowane i uwalniają je po etapie płukania.

Zalety IAC:

- Sprawdzona jakość
- Doskonałe zachowanie przepływu
- Wysoka przepuszczalność żelu
- Praca bez dodatkowego ciśnienia
- Wykrywanie wielu mikotoksyn w różnego rodzaju produktach

Faza	Objętość [ml]	Ilość w opakowaniu	Numer katalogowy
BEKOLut® Combi-IAC Afla/Ochra/ZON	3	50	B03-444-A140
BEKOLut® Combi-IAC Afla/Ochra/ZON/DON/FUM/T2HT2	6	30	B06-444-A200
BEKOLut® GLYPHOSATE/AMPA COLUMNS	3	50	B03-108-A050
BEKOLut® IAC Aflatoxin M1	3	25	003-AFL-M1
BEKOLut® IAC Aflatoxin	3	25	003-AFL
BEKOLut® IAC DON	3	25	003-DON
BEKOLut® IAC Fumonisin	3	25	003-FUM
BEKOLut® IAC Ochratoxin	3	25	003-OTA
BEKOLut® Zearalenon	3	25	003-ZEA

Inne wymiary dostępne na zamówienie

BEKOLut® CLEAN-UP CARTRIDGE do Mykotoksyn

Do oczyszczania wielu mykotoksyn z różnych matryc produktów spożywczych.

Faza	Objętość [ml]	Ilość w opakowaniu	Numer katalogowy
BEKOLut® Clean-up Cartridge do mykotoksyn	6	30	B06-QUE-MYC

BEKOLut® MYCOTOXIN

Specjalnie przygotowany sorbent do szybkiego i efektywnego oczyszczania ekstraktów spożywczych, głównie ze zbóż i pieczywa - do analizy trichotecenu i zearalenonu. BEKOLut® Mycotoxin jest również dostępny jako kolumnienka MPS.

Faza	Waga sorbentu [mg]	Objętość [ml]	Ilość w opakowaniu	Numer katalogowy
BEKOLut® Mycotoxin	500	3	50	B03-MYC-A050